

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ror2 Para Wb Y Elisa - Q01974

Número de artículo: CM0012048



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra ROR2 humano, adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón. Útil para estudios sobre condrogénesis, osteogénesis y señalización Wnt. Detecta una proteína de aproximadamente 105 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ROR2
Observaciones/Alias	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Especie	Humano
ID génico (humano)	4920
ID génico	4920
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de ROR2 humano (Q01974).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q01974
Peso de la proteína	105 kDa
Envío	Bolsa de hielo