

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ror2 Para Wb, Elisa - Q01974

Número de artículo: CM0024771



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ROR2 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce ROR2 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación sobre señalización Wnt, osteogénesis y desarrollo del cartílago.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-ROR2
Observaciones/Alias	BDB; BDB1; NTRKR2; ROR2
Especie	Humano
GeneID	4920
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 100-200 de ROR2 humano, NP_004551.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01974
Peso Molecular Proteico	105kDa
Envío	Bolsa de hielo