


Anticuerpo Policlonal Anti-Rora Para Wb, Elisa - P35398

Número de artículo: CM0026291



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo RORA (P35398) validado para Western blot y ELISA. Detecta RORA humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en ritmo circadiano, metabolismo y diferenciación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RORA
Observaciones/Alias	ROR1; ROR2; ROR3; RZRA; NR1F1; RORa1; IDDECA; RORalpha; RZR-ALPHA; RORA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6095
GeneID	6095
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 175-255 de RORA humano (NP_599023.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35398
Peso Proteico	53KDa/59kDa/61KDa/63KDa
Envío	Bolsa de hielo