

Anticuerpo Policlonico Anti-Rorc Para Wb, Elisa - P51449

Número de artículo: CM0013323



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-RORC para WB y ELISA. Detecta RORC humano, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar el receptor nuclear ROR-gamma en la diferenciación de células inmunitarias, el ritmo circadiano y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RORC Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TOR; RORG; RZRG; IMD42; NR1F3; RZR-GAMMA; RORC
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6097
ID del gen	6097
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 223-312 de la proteína RORC humana (NP_005051.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51449
Peso proteico	58kDa
Envío	Bolsa de hielo