

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rorβ Para Wb, Elisa - Q92753

Número de artículo: CM0002512

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo validado contra RORβ humano para Western blot y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al receptor nuclear ROR-beta, esencial para el ritmo circadiano, la visión y el desarrollo neural.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RORβ Ac. m. de Conejo                                   |
| Observaciones/Alias | RZRB; EIG15; NR1F2; ROR-BETA; RZR-BETA; bA133M9.1; RORβ |
| Especie             | Humano                                                  |
| GeneID (Humano)     | 6096                                                    |
| GeneID              | 6096                                                    |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético                                       |
| Fuente              | Conejo                                                  |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                |
| Aplicación          | WB, ELISA                                               |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                     |
| SWISS               | Q92753                                                  |
| Peso Proteico       | 53kDa                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                          |