


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpa2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15927

Número de artículo: CM0022386



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPA2 humano (RP-A p32), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Esencial para la replicación del ADN y la respuesta al daño del ADN. Ideal para estudios de reparación del ADN y estabilidad genómica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPA2; REPA2; RP-A p32; RP-A p34; RPA32; RP-Ap32; RP-Ap34; replication protein A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6118
GeneID	6118
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-270 de RPA2 humano (NP_002937.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P15927
Peso de la Proteína	29kDa/30kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo