


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rpa32/Rpa2 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P15927

Número de artículo: CM0010715



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo RPA32/RPA2 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Esencial para la replicación del ADN y la reparación de daños. Ideal para investigación de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPA32/RPA2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	REPA2; RPA32; RP-A p32; RP-A p34
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6118
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-270 de RPA32/RPA2 humano (NP_002937.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15927
Peso Proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo