

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rpa70/Rpa1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P27694

Número de artículo: CM0005523



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la proteína humana RPA70/RPA1 (P27694). Validado para WB, IP, ELISA, ChIP. Reconoce la proteína humana y de rata. Útil para la investigación en replicación y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo RPA70/RPA1
Observaciones/Alias	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6117
GeneID	6117
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la proteína humana RPA70/RPA1 (P27694).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P27694
Peso Molecular de la Proteína	68kDa
Envío	Bolsa de hielo