

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpa70/Rpa1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27694

Número de artículo: CM0018051



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPA70/RPA1 humano (subunidad de 70 kDa de la proteína de replicación A), validado para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Útil para estudiar la replicación, reparación y respuesta al daño del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPA70/RPA1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSSB; RF-A; RP-A; REPA1; RPA70; MST075; PFBMFT6; RPA70/RPA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6117
GeneID	6117
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-240 de RPA70/RPA1 humano (NP_002936.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P27694
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo