

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpap2 Para Wb Y Elisa - Q8Ixx5

Número de artículo: CM0020294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPAP2 humano (proteína 2 asociada a la ARN polimerasa II). Adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. RPAP2 es una CTD fosfatasa involucrada en la transcripción de snRNA y la señalización por estrés del RE. SWISS: Q8IXW5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPAP2 Rabbit pAb
Notas/Alias	Rtr1; C1orf82; RPAP2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79871
GeneID	79871
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-612 de RPAP2 humano (Q8IXW5)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8IXW5
Peso Molecular	70kDa
Envío	Bolsa de hielo