


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rpb1 Ctd Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Chip, Elisa - P24928

Número de artículo: CM0008479



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra Rpb1 CTD, validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP y ELISA. Detecta Rpb1 humano, de ratón y de rata (~217 kDa). Ideal para estudiar la regulación de la transcripción de la ARN polimerasa II. Abastecimiento IVD de un solo paso con CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rpb1 CTD Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiIL5; hsRPB1; hRPB220
Especie	Humano
ID de Gen	5430
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1611-1710 del Rpb1 CTD humano (NP_000928.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24928
Peso Proteico	217 kDa/64 kDa
Envío	Bolsa de hielo