


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpb3/Polr2C Para Wb, Ip, Elisa - P19387

Número de artículo: CM0020088



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad RPB3 (POLR2C) de la ARN polimerasa II dirigida por ADN. Validado para WB, IP, ELISA en muestras humanas y de ratón. Adecuado para la investigación de transcripción y ARN polimerasa II.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPB3/POLR2C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPB3; RPB31; hRPB33; hsRPB3; RPB3/POLR2C
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	5432
ID de Gen	5432
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 de RPB3/POLR2C humana (NP_116558.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P19387
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo