

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpe Para Wb - Q96At9

Número de artículo: CM0016228



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Ribulosa-fosfato 3-epimerasa humana (RPE, Q96AT9). Adecuado para Western blotting, inmunofluorescencia y ELISA. Muestra reactividad con muestras humanas, de ratón y de rata. Detecta una banda esperada a 25kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-RPE
Observaciones/Alias	RPE2-1; RPE
Especie	Humano
GeneID (humano)	6120
GeneID	6120
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-228 de la RPE humana (NP_954699.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96AT9
Peso Molecular de la Proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo