

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpe65 Para Wb Y Elisa - Q16518

Número de artículo: CM0022579

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la RPE65 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. La RPE65 es una isomerohidrolasa crítica en el ciclo de los retinoides, esencial para la visión. Ideal para la investigación de enfermedades retinianas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RPE65
Observaciones/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Especie	Humano
GeneID (humano)	6121
GeneID	6121
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 340-440 de la RPE65 humana (NP_000320.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q16518
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo