

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpe65 Para Wb, If-P, Elisa - Q16518

Número de artículo: CM0025690

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RPE65 validado para Western blot (WB), inmunofluorescencia en parafina (IF-P) y ELISA. Detecta la isomerohidrolasa de retinoides humana, de ratón y de rata; ideal para la investigación del ciclo visual y de las enfermedades retinianas hereditarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPE65 Conejo pAb
Observaciones/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Especie	Humano
ID de Gen	6121
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 274-533 de RPE65 humano (NP_000320.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16518
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo