

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rpe65 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16518

Número de artículo: CM0005333

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra RPE65, validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación del ciclo de retinoides y estudios de la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPE65 Rabbit mAb
Notas/Alias	p63; BCO3; LCA2; RP20; rd12; mRPE65; sRPE65; RPE65
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6121
GenelD	6121
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 400-500 de RPE65 humana (Q16518).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16518
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo