

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rpgr Para Wb, If, Elisa - Q92834-6

Número de artículo: CM0006962

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la RPGR humana (isoforma 6). Validado para WB, IF/ICC, IF-P y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en enfermedades ciliares y retinianas.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | RPGR Rabbit mAb                                                                                                                        |
| Observaciones/Alías | CRD; RP3; COD1; PCDX; RP15; XLRP3; orf15; CORDX1; RPGR                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 6103                                                                                                                                   |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la RPGR humana. (NP_001030025.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, IF-P, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                    |
| SWISS               | Q92834-6                                                                                                                               |
| Peso proteico       | 52kDa/70kDa/83kDa/90kDa/113kDa/127kDa                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |