

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpgr1 Para If-P Y Elisa - Q96Kn7

Número de artículo: CM0024081



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPGRIP1 humano para IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige a una proteína de andamiaje esencial para la función de los fotorreceptores y la localización ciliar.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPGRIP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	RPGRIP1; CORD13; LCA6; RGI1; RGRIP; RPGRIP; RPGRIP1d; proteína 1 interactuante con el regulador GTPasa de la retinitis pigmentosa
Especie	Humano
GeneID (Humano)	57096
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1091-1286 de RPGRIP1 humano (NP_065099.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q96KN7
Peso molecular	66kDa/70kDa/74kDa/76kDa/103kDa/146kDa
Envío	Bolsa de hielo