

Anti-Anti-Rph3A (Rabphilin-3A) Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Wb, Elisa - Q9Y2J0

Número de artículo: CM0029120

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a Rabphilin-3A humana (RPH3A, Exophilin-1). Validado para WB y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para estudiar la exocitosis regulada y la función sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPH3A Conejo pAb
Observaciones/Alias	RPH3A
Especie	Humano
ID de Gen	22895 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-280 de RPH3A humana (NP_055769.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y2J0
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo