

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpia Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49247

Número de artículo: CM0026717

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPIA humana (ribosa-5-fosfato isomerasa), validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios de la vía de las pentosas fosfato.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPIA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPI; RPIAD; RPIA
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	22934
ID del Gen	22934
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 82-311 de la RPIA humana (NP_653164.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49247
Peso Molecular de la Proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo