

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Rpl10A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Número de artículo: CM0003695



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RPL10A humana (proteína ribosomal 60S L10a). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humanos, ratones y ratas. Adecuado para investigación sobre la función del ribosoma y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | RPL10A Rabbit mAb                                                                                                            |
| Observaciones/Alias           | uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A                                                                                      |
| Especie                       | Humana                                                                                                                       |
| ID genético (Humano)          | 4736                                                                                                                         |
| ID genético                   | 4736                                                                                                                         |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-175 de RPL10A humana (P62906) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                       |
| Categoría                     | Anticuerpos monoclonales                                                                                                     |
| Aplicación                    | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                     |
| Reactividad cruzada           | Humano, Ratón, Rata                                                                                                          |
| SWISS                         | P62906                                                                                                                       |
| Peso molecular de la proteína | 25kDa                                                                                                                        |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                               |