

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl10A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62906

Número de artículo: CM0027989



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPL10A humana (proteína ribosomal L10a), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de traducción y ribosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL10A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	uL1; L10A; CSA19; NEDD6; Csa-19; RPL10A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	4736
ID de Gen	4736
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 de RPL10A humana (NP_009035.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62906
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo