


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl11 Para If/Icc, Elisa - P62913

Número de artículo: CM0015233



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-RPL11 de CamelBio se dirige a la proteína ribosomal 60S humana L11 (uL5). Validado para IF/ICC y ELISA, es ideal para el estudio de la biogénesis de ribosomas, el control de la traducción y las vías de señalización de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6135
ID del Gen	6135
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-177 de la RPL11 humana (NP_001186731.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P62913
Peso de la Proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo