


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rpl11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Número de artículo: CM0005920



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RPL11 humano, adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con especies humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación de ribosomas y estudios de la vía de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL11 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	L11, uL5, DBA7, GIG34
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6135
GeneID	6135
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-178 de RPL11 (NP_000966.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62913
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo