


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl11 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62913

Número de artículo: CM0030103



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína RPL11 humana (proteína uL5 de la subunidad ribosómica grande), validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de biogénesis de ribosomas, síntesis de proteínas y señalización de p53.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L11; uL5; DBA7; GIG34; RPL11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6135
GeneID	6135
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-177 de RPL11 (NP_001186731.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62913
Peso proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo