

Anticuerpo Monoclonal Anti-Rpl13 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Número de artículo: CM0005171



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la RPL13 (eL13) humana para Western blotting, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación de proteínas ribosomales y desarrollo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL13 Rabbit mAb
Notas / Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	6137
ID del gen	6137
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la RPL13 humana (NP_150254.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26373
Peso de la proteína	18kDa/24kDa
Envío	Bolsa de hielo