


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26373

Número de artículo: CM0026837



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RPL13 humana (proteína ribosomal 60S L13), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de ribosomas y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL13 pAb de conejo
Observaciones/Alias	L13; BBC1; eL13; D16S44E; SEMDIST; D16S444E; RPL13
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6137
GenelD	6137
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-211 de la RPL13 humana (NP_150254.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P26373
Peso de la proteína	24 kDa
Envío	Bolsa de hielo