

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Rpl13A Para Wb, Elisa - P40429

Número de artículo: CM0018767



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RPL13A (uL13) humano. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios de función ribosomal, regulación de la traducción y complejo GAIT.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL13A Rabbit pAb
Notas/Alias	L13A; uL13; TSTA1; RPL13A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	23521
GenelD	23521
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-197 de RPL13A humano (NP_036555.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P40429
Peso de la Proteína	24kDa
Envío	Bolsa de hielo