


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl14 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50914

Número de artículo: CM0027687



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RPL14 para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reconoce humano, ratón, rata. Proteína ribosómica eL14 de 23kDa, citoplasma. Inmunógeno recombinante. Ideal para estudios de síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L14; RL14; eL14; hRL14; CTG-B33; CAG-ISL-7; RPL14
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9045
GeneID	9045
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 del RPL14 humano (NP_003964.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P50914
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo