


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl17 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18621

Número de artículo: CM0026468



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL17 humano (proteína ribosómica 60S L17, alias L17, PD-1, uL22) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Validado en humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de proteínas ribosómicas y estudios oncológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL17 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L17; PD-1; uL22; RPL23; RPL17
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6139
GenelD	6139
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-184 de RPL17 humano (NP_000976.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18621
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo