


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl18 Para Wb, Elisa - Q07020

Número de artículo: CM0013068



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína ribosómica humana RPL18 (proteína ribosómica 60S L18). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar la biogénesis del ribosoma, la síntesis de proteínas y la anemia de Diamond-Blackfan.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL18 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L18; eL18; DBA18; RPL18
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6141
ID del Gen	6141
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-188 de la RPL18 humana (NP_000970.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q07020
Peso Molecular de la Proteína	22kDa
Envío	Bolsa de hielo