


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl21 - P46778

Número de artículo: CM0017868



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RPL21 validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce RPL21 humano, de ratón y de rata. Útil para estudiar la función ribosomal y la síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL21 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L21; eL21; HYPT12; RPL21
Especie	Humano
GeneID (humano)	6144
GeneID	6144
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de RPL21 humano (NP_000973.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46778
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo