

Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-Rpl23 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62829

Número de artículo: CM0028856



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad dirigido contra la RPL23 humana (proteína ribosomal 60S L23), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacción cruzada con ratón y rata. Para estudios de biología del ribosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL23 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L23; uL14; rPL17; RPL23
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9349
GeneID	9349
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 de la RPL23 humana (NP_000969.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62829
Peso Molecular de la Proteína	15kDa
Envío	Bolsa de hielo