


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl23A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62750

Número de artículo: CM0026133



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL23A humana (proteína ribosomal 60S L23a), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de ribosomas y estudios de cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	RPL23A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L23A; uL23; MDA20; RPL23A
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6147
GenelD	6147
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-156 de la RPL23A humana (NP_000975.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62750
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo