


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl24 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P83731

Número de artículo: CM0015039



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína RPL24 humana (proteína ribosomal L24). Validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta RPL24 de humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL24 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L24; eL24; HEL-S-310; RPL24
Especie	Humano
GenelD (Humano)	6152
GenelD	6152
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-157 de RPL24 humano (NP_000977.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P83731
Peso de la proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo