


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rpl26 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P61254

Número de artículo: CM0009618



Introducción

RPL26 Rabbit mAb es un anticuerpo monoclonal recombinante validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reconocer a la RPL26 (proteína ribosomal 60S L26) humana, de ratón y de rata, un componente central de la subunidad ribosomal grande.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL26 Rabbit mAb
Abreviaturas/Alias	L26; uL24; DBA11
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6154
GeneID	6154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de la RPL26 humana (NP_000978.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61254
Peso molecular de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo