


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl26 (Rpl26/Ul24) Para Wb, If/Icc, Elisa - P61254

Número de artículo: CM0022517



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo se dirige contra RPL26 humano (proteína uL24 de la subunidad ribosómica grande), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, lo que lo convierte en una herramienta útil para estudios de ribosomas y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL26 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L26; uL24; DBA11; RPL26
Especie	Humano
ID del gen	6154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-95 de RPL26 humano (NP_000978.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61254
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo