

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl26L1 Para Wb Y Elisa - Q9Unx3

Número de artículo: CM0030884

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la RPL26L1 humana (proteína ribosomal uL24 similar), reactivo para aplicaciones de WB y ELISA. Ideal para el estudio de la estructura del ribosoma, la síntesis de proteínas y la función de uL24 en la biología de la subunidad grande.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL26L1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPL26P1; RPL26L1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	51121
ID del gen	51121
Inmunógeno	Proteína recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-145 de la RPL26L1 humana (NP_057177.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9UNX3
Peso de la proteína	17 kDa
Envío	Bolsa de hielo