


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl27 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61353

Número de artículo: CM0013039



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL27 humano (proteína ribosómica 60S L27, eL27), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de procesamiento ribosomal y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL27 Conejo pAb
Observaciones/Alias	L27; eL27; DBA16; RPL27
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6155
ID del Gen	6155
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-136 de RPL27 humano (NP_000979.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61353
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo