

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl30 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62888

Número de artículo: CM0017188



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la proteína ribosomal L30 humana (RPL30). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de ribosomas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL30 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	L30; eL30; RPL30
Especie	Humano
GenelD (humano)	6156
GenelD	6156
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-115 de la RPL30 humana (NP_000980.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62888
Peso Proteico	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo