

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl31 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P62899

Número de artículo: CM0020018



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL31 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Objetivo: proteína ribosómica 60S L31 (14 kDa). Ideal para estudios de ribosomas y traducción.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	RPL31 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	L31; eL31; RPL31
Especie	Humano
GeneID	6160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 5-105 de RPL31 humano (NP_000984.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62899
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo