

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl32 Para Wb, Ihc-P, If/Icc Y Elisa - P62910

Número de artículo: CM0013836



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RPL32 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta RPL32 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudios de proteínas ribosómicas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL32 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L32; eL32; PP9932; RPL32
Especie	Humano
GenelD (humano)	6161
GenelD	6161
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-135 de RPL32 humano (NP_000985.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62910
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo