

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl34 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49207

Número de artículo: CM0021928



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína ribosomal humana L34 (RPL34), diseñado para aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Detecta eL34 humano y de ratón (13 kDa). Ideal para investigación de ribosomas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL34 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L34; eL34; RPL34
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6164
GeneID	6164
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-117 de la RPL34 humana (NP_000986.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P49207
Peso de la proteína	13kDa
Envío	Bolsa de hielo