


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl36 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y3U8

Número de artículo: CM0029544



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RPL36 para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta RPL36 humano, de ratón y rata, una proteína ribosomal 60S eL36. Para estudios de ribosomas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL36 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L36; eL36; RPL36
Especie	Humano
GeneID (Humano)	25873
GeneID	25873
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-105 de RPL36 humana (NP_056229.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y3U8
Peso de la Proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo