


Anticuerpo Policlono Anti-Rpl36A Para Wb, Elisa - P83881

Número de artículo: CM0016217



Introducción

Anticuerpo policlono de conejo dirigido contra RPL36A humano (eL42, L44L). Validado para Western blot y ELISA. Adecuado para investigación de análisis de proteínas ribosomales, crecimiento celular y migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL36A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L36A; L44L; MIG6; eL42; RPL44; RPL36A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6173
ID del Gen	6173
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-142 de RPL36A humano (NP_066357.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P83881
Peso Molecular de la Proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo