

Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl36Al Para Wb, If/Icc, Elisa - Q969Q0

Número de artículo: CM0017352

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la RPL36AL humana (proteína ribosómica 60S L36a similar), adecuado para western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de proteínas ribosómicas y traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL36AL Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RPL36A; RPL36AP42; RPL36A_18_1363; RPL36AL
Especie	Humano
GeneID (humano)	6166
GeneID	6166
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de la RPL36AL humana (NP_000992.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q969Q0
Peso de la proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo