


Anticuerpo Policlonal Anti-Rpl38 Para Wb, Elisa - P63173

Número de artículo: CM0017150



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad específico para la proteína ribosomal humana L38 (RPL38). Validado para WB y ELISA, detecta una banda de 8 kDa. Esencial para estudios sobre estructura de ribosomas, traducción y síntesis de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL38 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L38; eL38; RPL38
Especie	Humano
ID del Gen	6169
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de RPL38 humano (NP_000990.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P63173
Peso Molecular de la Proteína	8kDa
Envío	Bolsa de hielo