

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl39 Para Wb, If/Icc, Elisa - P62891

Número de artículo: CM0020427



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a RPL39 humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detección específica de la proteína ribosomal 60S L39 de 6kDa, ideal para investigaciones ribosomales y estudios de traducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RPL39 Rabbit pAb
Notas/Alias	L39; eL39; RPL39P42; RPL39_23_1806; RPL39
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6170
GeneID	6170
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-51 de RPL39 humana (NP_000991.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P62891
Peso molecular de la proteína	6kDa
Envío	Bolsa de hielo