


Anticuerpo Policlonico Anti-Rpl5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46777

Número de artículo: CM0020676



Introducción

Anticuerpo Policlonico de conejo contra RPL5 validado para Western Blot, Inmunohistoquímica en parafina y ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación de proteína ribosomal L5/uL18.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	L5; uL18; MSTP030; PPP1R135; RPL5
Especie	Humana
GeneID	6125
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-95 de RPL5 humano (NP_000960.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P46777
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo