


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rpl6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q02878

Número de artículo: CM0015049



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RPL6 para WB, IF/ICC, ELISA, reactivo con humano, ratón, rata. Componente de la subunidad ribosómica grande, implicado en la síntesis de proteínas y la unión al elemento sensible a Tax de HTLV-I.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RPL6 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	L6; eL6; TXREB1; SHUJUN-2; TAXREB107; RPL6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6128
GeneID	6128
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 188-288 del RPL6 humano (NP_000961.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02878
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo